



### Attelle d'immobilisation cervico-thoracique avec sangles de maintien

Pour l'extraction et l'immobilisation cervico thoracique lors des situations d'urgence difficiles tels que les accidents routiers, en milieu dangereux/périlleux, spéléologie,

Immobiliser facilement et rapidement une victime pour laquelle on suspecte un traumatisme du rachis au niveau des vertèbres, des hanches ou du bassin.

Forme et structure enveloppante, permettant de bloquer la tête et la colonne vertébrale dans le sens horizontal et vertical. limitant au maximum les traumatismes qui peuvent dériver d'un déplacement incorrect du patient, respecte l'axe tête-cou-tronc.

L'immobilisateur est équipé de ceintures ventrales colorées pour une utilisation simplifiée, d'un coussin de nuque et de deux sangles pour le front et le menton. Poignées d'extraction dorsales et latérales.

- Entièrement radio-transparent.
- Rigidité verticale.
- Flexibilité horizontale.
- Armature interne composée de lattes de bois recouvertes de tissu en PVC.
- Lavable et désinfectable.
- Sangles de maintien: verte, jaune, rouge et noire.
- Système de fermeture par boucles à pression en plastique non glissant.
- Sangles blanches front et menton.
- Coussin de nuque amovible.

Dimensions: L 86x l 26x H 35cm.

Poids: 3,5 Kg.

Livré avec sac de transport, sangles ventrales colorées, coussin de nuque et sangles pour le front et le menton.

Garantie 2 ans.