

FICHE TECHNIQUE



Ciseaux Littauer coupe-fils droits stériles à usage unique 14 cm Robé Médical - Inox

Les avantages de l'usage unique stérile et la qualité de l'inox

Ciseaux Littauer droits à usage unique pour la découpe des fils lors de la pose ou de l'ablation de sutures.

- Inox qualité supérieure.
- Stérile.
- Usage unique.

Longueur 14 cm.

Emballage individuel stérile.
Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionné en boîte distributrice de 20 ciseaux.

Matériel médical CE 1254.