

FICHE TECHNIQUE

Ciseaux droits stériles à bouts pointus et mousse - 11,5 cm - Usage unique

Ciseaux droits stériles à usage unique dotés d'un bout pointu et d'un bout arrondi

Maniables, solides et légers, ces ciseaux permettent de découper aisément et avec précisions les bandages, compresses, pansements, fils et tout autre produit pour les plaies.

Le bout arrondi permet au praticien de réaliser un découpage plus confortable et sans risque de blessure pour le patient.

Usage : Unique

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Dimensions :

- Longueur ciseaux : 11,5 cm
- Longueur lame de coupe : 2,5 cm

Matériau : Métal inoxydable

Péremption après fabrication : 5 ans

Sachet : pelable (une face plastifiée, une face papier)

Conditionnement : Sachet individuel stérile - Vendu par boîte de 20

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Matériel médical CE.

