

FICHE TECHNIQUE

Couverture de survie isotherme - 210 x 160 cm

Pour éviter l'hypothermie.

Couverture en film polyester métallisé, imperméable.
Comprend une face or et une face argent.
Taux de réfléchissement des infrarouges supérieur à 90%.

Conditionnement sous pochette individuelle.

Dimension dépliée : 210 x 160 cm.
Épaisseur : 12 micromètres.
Poids : 65 grammes.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

