

### ECG 12 pistes FX-8400 Fukuda CardiMax - clavier alphanumérique - sans accessoires

12 dérivations, mémoire interne 1000 ECG, écran couleur 8 pouces.

Large écran de 20,3 cm pour un accès simplifié aux multiples fonctions de l'appareil. Pratique pour consulter les données patients et afficher des tracés ECG claires et précis. Mémoire interne 1000 ECG. Utilisable avec logiciel d'interprétation.



- Affichage résultats d'analyses sur grand écran LCD couleur 8 pouces (20,3 cm), avec rétroéclairage.
- Enregistrement jusqu'à 1000 examens (possibilité de rajouter une carte SD externe).
- Raccourcis pré-configurables : Auto-impression, Impression manuelle, Filtrés On/Off, Informations patient.
- Clavier alphanumérique disponible en 7 langues pour une entrée facile d'informations patient.

Livré avec 1 câble secteur et 1 pliage P1414.

#### Caractéristiques techniques :

- Alimentation : AC power: AC 100-240V 50/60 Hz
- Consommation 100 W (AC).
- Dimensions : 330 mm (L) x 350 mm (l) x 85 mm (h).
- Poids : 4.0 kg (ECG uniquement).

Matériel Médical CE.