

### ECG 12 pistes avec interprétation et mémoire interne ZG212 ZeniXx Premium

Electrocardiographe avec impression simultanée des 12 dérivations, interprétation et calcul des paramètres, large écran LCD de travail (17.8 cm). - écran 7

Trois modes de fonctionnement: manuel / analyse arythmie / automatique. Tracé ECG en temps réel, mémoire de 250 tracés. Clavier alphanumérique.

**Choisissez la tranquillité avec la garantie ROBE MEDICAL 6 ans sur cet ECG ZeniXx Premium.**

- Papier thermoactif grande largeur 210 mm permettant une impression simultanée des 12 pistes.
- Écran LCD rétro-éclairé de 7 pouces (17.8 cm), 800x480 pixels.
- 12 dérivations, fonctionnement choix manuel ou automatique.
- Interprétation automatique.
- Calcul des paramètres.
- Imprimante intégrée 6-12 pistes (papier disponible : référence [R250069](#))
- Vitesse 6.25, 12.5, 25 mm/s ou 50 mm/s. ( $\pm 3\%$ )
- Sensibilité 2.5 / 5 / 10 / 20 / 40 / Auto mm/mV.
- Fréquence d'échantillonnage: 1000Hz.
- Conversion A / D (précision d'échantillonnage): 12 bits.
- Filtres 25/40Hz et 50/60Hz et filtre digital anti-dérive.
- Acquisition 12 bits/1000Hz impédance >50 Mohm.
- Circuit de protection anti-défibrillation
- Prise de terre supplémentaire indépendante du secteur.
- Alimentation batterie rechargeable et secteur.
- Batterie rechargeable Li-ion (environ 8 heures d'autonomie).

**ZeniXx: L'expertise de Robé Médical, pour les dispositifs médicaux destinés aux professionnels.**

Dimensions : L 347 x l 293 x H 83 mm.

Poids : 4,8 kg avec batterie.

Fourni avec :

- 1 câble patient.
- 4 électrodes périphériques.
- 6 électrodes à ventouse.
- 1 rouleau de papier et son axe.
- 2 fusibles.
- 1 câble d'alimentation secteur.
- 1 câble pour prise terre indépendante
- Manuel d'utilisation en Français et Anglais.

[Rouleaux de papier ECG](#) supplémentaires pour ECG 12 pistes ZeniXx.

Garantie 6 ans.  
Matériel médical CE.

**Et pour commencer en toute tranquillité: [1 flacon de gel pour ECG et EEG Transound](#) offerts pour l'achat d'une ECG ZeniXx Premium.**

**NB:** Ce matériel médical étant un dispositif de classe IIb, il fait l'objet d'une obligation de maintenance selon l'arrêté du 5 mars 2003.

**Robé Médical** 26 Rue des Ponceaux 88200 Saint-Etienne-les-Bains  
Demande d'information: [info produit@robe-medical.com](mailto:info produit@robe-medical.com)  
Nous sommes en mesure de vous proposer [un programme de maintenance adapté](#). Merci de contacter [notre service Maintenance et SAV](#) par mail [j.vincent@robe-medical.com](mailto:j.vincent@robe-medical.com)

