

Electrocardiographe ECG 12 pistes FX-8300 Fukuda CardiMax

12 dérivations, mémoire interne 1000 ECG, écran couleur 8 pouces.

Large écran de 20,3 cm pour un accès simplifié aux multiples fonctions de l'appareil. Pratique pour consulter les données patients et afficher des tracés ECG claires et précis. Mémoire interne 1000 ECG.

- Affichage résultats d'analyses sur grand écran LCD couleur 8 pouces (20,3 cm), avec rétroéclairage.
- Enregistrement jusqu'à 1000 examens (possibilité de rajouter une carte SD externe).
- Fonctions raccourcis sur l'écran.
- Autonomie de la batterie : plus de 120 min.
- 3 sorties USB.
- 1 sortie LAN.
- 1 emplacement carte SD.
- 1 sortie auxiliaire.
- Fichiers XML PDF.

2 kits disponibles :

- Kit 1 : livré avec 1 câble ECG 10 voies fiches bananes, 1 câble secteur, 1 batterie BR-FX8300, 1 rouleau de papier P1400.
- Kit 2 : livré avec 1 câble ECG 10 voies fiches banane, électrodes membres à pinces, électrodes poires à ventouses, 1 câble secteur, 1 batterie BR-FCP8200, 1 pliage P1400.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : AC power: AC 100-240V 50/60 Hz; DC power: 11.1 V DC (batterie).
- Consommation 100 W (AC).
- Dimensions 307 mm (l) x 210 mm (L) x 65 mm (h).
- Poids ± 2.3 kg (ECG uniquement); ± 2.6 kg (incluant accessoires comme la batterie).
- Autonomie batterie : 120 min.

Garantie 2 ans.
Matériel Médical CE.

