

Kit d'intervention d'urgence : Réanimation avec Dea

Permet d'optimiser l'utilisation de vos Dea

Ce kit contient l'ensemble du matériel minimum et indispensable à la mise en service d'un défibrillateur.

Composition :

- 2 paires de gants vinyle stériles
- 2 rasoirs de sûreté
- 1 masque de poche RCP avec valve anti-retour (pocket mask)
- 2 X 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
- 1 paire de ciseaux de secours type Jesco
- 6 unidoses de solution antiseptique (Chlorhexidine 0.5% - 5ml)

Dispositif médical CE (composé de Biocide - Classe IIa - Classe I – Classe I stérile)

