



### Lecteur bandelettes urinaires 11 paramètres portable - Gima

Analyse rapide de 11 paramètres dans les urines

**Vente réservée aux professionnels de santé.**

Dispositif d'automesure permettant d'afficher le taux de 11 paramètres:

- Glucose (GLU)
- Bilirubine (BIL)
- Protéines (PRO)
- Urobilinogène (URO)
- Nitrite (NIT)
- Leucocytes (LEU)
- Acide ascorbique (VC)
- Gravité spécifique (SG)
- PH
- Corps cétoniques (KET)
- Sang occulte (BLD)

**S'utilise avec les [Bandelettes urinaires 10 paramètres GIMA - vendues par 100 sur notre site](#)**

Mode de fonctionnement: phase unique.

Écran LCD (2,4 pouces).

Mémoire: 500 lectures.

Principe: théorie des tests tricolore RGB.

Plage de mesure: Voir tableau ci-dessous dans la rubrique "Fiche technique".

Alimentation: batterie Lithium 3,7V.

Adaptateur secteur: 100-240V, 50/60 Hz.

Lecteur de bandelettes urinaires 11 paramètres vendu adaptateur secteur.