



### **Pince Micro-Adson stérile sans griffe en inox - 12 cm - Usage unique**

Mors ultras-fins pour la saisie et la manipulation des tissus fins et délicats dans les zones étroites

La pince Micro-Adson sans griffe est conçue pour saisir et manipuler les tissus fins et délicats dans les zones les plus étroites demandant une extrême précision. Ses mors ultra-fins et éfilés permettent une manipulation précise des tissus sans risquer de les endommager. Son manche élargi et rainuré octroie davantage de préhension.

**Longueur :** 12 cm

**Usage :** Unique

**Stérilisation :** Oxyde d'éthylène

**Péremption après fabrication :** 5 ans

**Sachet :** Pelable (une face plastifiée, une face papier)

**Conditionnement :** Sachet individuel stérile

-----  
Matériel médical certifié CE de classe IIa Stérile - conforme à la directive 93/42 CE.

**Précautions d'utilisation :**

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Matériel médical CE.