



Pince à disséquer stérile en inox sans griffe - 12.5 cm - Usage unique

Pince à disséquer sans griffe pour la saisie et la manipulation des tissus

La pince à disséquer sans griffe est conçue pour la saisie et la manipulation des tissus. Ses mors rainurés offrent une meilleure saisie et ses pointes effilées permettent de manipuler avec précision les tissus sans risquer de les endommager. Son manche rainuré octroie davantage de préhension.

Longueur : 12,5 cm

Usage : Unique

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Péremption après fabrication : 5 ans

Matériau : Métal inoxydable (AISI 304 et 316)

Sachet : Pelable (une face plastifiée, une face papier)

Conditionnement : Sachet individuel stérile

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Matériel médical CE.