

FICHE TECHNIQUE

Pince de Pozzi inox stérile à usage unique 24 cm Robé Médical

Les avantages de l'usage unique stérile et la qualité de l'inox

Pince de Pozzi type Tenaculum permettant la préhension du col de l'utérus.

- Inox 1er choix.
- Qualité supérieure.
- Stérile.
- Usage unique.

Dimension : Longueur 24 cm.

Conditionnement : Emballage individuel stérile. Conditionné en boîte distributrice de 20 pinces.

Stérilisation : Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Matériel médical CE 1254.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

