

### Spiromètre compact connecté Smart Peakflow

Mesure et suivi du débit respiratoire pour la gestion des pathologies respiratoires à domicile

Débitmètre de pointe connectable par Bluetooth ou prise jack avec enregistrement automatique et lecture graphique des résultats.

Paramètres mesurés :

- **DEP** Débit Expiratoire de Pointe (PEF), débit maximal (l/min) pendant un effort expiratoire maximal forcé après une inspiration complète.
- Évolution des paramètres dans le temps sur une durée hebdomadaire, trimestrielle et annuelle.

Connectivité :

- En connection direct avec un smartphone par la prise microphone (prise Jack)
- Par liaison Bluetooth

- Intervalle de mesure universelle 60-800 L/min
- Précision:  $\pm 10\%$
- Compatibilité Android et iOS
- 3 prises de mesure
- Indicateurs de santé similaires aux feux de circulation
- Suivi de la progression au fil du temps
- Mise en place de rappels
- Partage des résultats
- Source d'alimentation: Batterie du smartphone connecté
- Dimensions: Turbine: 54x32x39mm | Embout: 39x33x33mm

Livré avec :

- 1 Turbine du débitmètre de pointe
- 1 embout buccal plastique
- 1 pochette de transport
- 1 prise jack
- 1 adaptateur Bluetooth
- 1 guide d'utilisation.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE

