

Fahrenheit
médical
La Précision de la Mesure



Tensiomètre anéroïde de table et mural large cadran Prexis Fahrenheit Medical

Modèle professionnel pour une utilisation en cabinet et en milieu hospitalier

Tensiomètre anéroïde sans mercure, avec cadran extra large inclinable et mécanisme de haute précision pour une lecture claire, rapide et précise.

- Cadran XXL (largeur 15,5 cm) en polycarbonate.
- Graduation de 0 à 300 mmHg.
- Brassard adulte en nylon noir. Fermeture par velcro.
- Gonflage poire.
- Valve de décompression chromée.
- Tubulure en spirale extensible (environ 1,50m).
- Porte brassard derrière le tensiomètre.

Le tensiomètre mural Fahrenheit Médical avec cadran XXL peut être fixé au mur ou simplement posé sur une table ou un bureau.

Dimensions cadran: largeur 15,5 cm.

Dimensions support: hauteur 14,4 cm - largeur 17,8 cm.

Tensiomètre mural Fahrenheit Médical complet avec brassard adulte. Vis pour fixation murale non fournies.

Le tensiomètre mural professionnel avec large cadran Fahrenheit Medical est une exclusivité de Robé Médical.

Garantie 2 ans.

Materiel medical CE.